

Informationsblatt zum Einmalmundspiegel

Für die Mundinspektion können zwei Einmalmundspiegel, Grösse 5 (Firma Hager&Werken) oder nur ein Einmalmundspiegel in Kombination mit einem Holzspatel benutzt werden, wobei der zweite Mundspiegel bzw. der Holzspatel zum Abhalten des Weichgewebes eingesetzt wird.

Einmalmundspiegel können u.a. bei folgenden Anbietern bezogen werden:

Anbieter	Grösse
Dema Dent AG https://www.demadent.ch/de/shop/praxis/praxisorganisation/patienteninformationen/1342/brillant-mundspiegel	Packg. mit 100 Stck.
Novadent (Artikelnummer 605399) https://www.novadent.ch/webshop/4565?text=einmalmundspiegel	Packg. mit 100 Stck.

Die Einmalmundspiegel sind nicht für eine Wiederverwendung nach einer Sterilisation in einem Autoklaven geeignet. Bitte beachten Sie dies. Falls Sie eine Autoklaven zur Verfügung haben, können Sie wiederverwendbare Mundspiegel benutzen.

Falls Sie Fragen zur richtigen Durchführung der Mundinspektion gemäss der Anleitung im Video haben, wenden Sie sich an folgende E-Mail-Adresse info@altadent.ch bzw. mobident@zsm.uzh.ch.